

### 1. Firmenanschrift / Stempel

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

E-Mail (für Auftragsbestätigungen und Sendungsverfolgung): \_\_\_\_\_

Verantwortlicher Mitarbeiter: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

### 2. Patienten-Dokumentation

Vorversorgung?  Ja  Nein      Wenn Ja: S.-Nr./Datum: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_      Größe: \_\_\_\_\_      Gewicht: \_\_\_\_\_

Anfertigung:  paarweise  nur links  nur rechts      Aktivitätsgrad:  1  2  3  4  5

Diagnose: \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### Wichtige Hinweise:

1. Neben dem ausgefüllten Bestellformular benötigen wir das modellierte, geglättete Gips-Positiv oder die tiefgezogene Testorthese (PP/PE-Schale) sowie die angeschränkten Gelenkschienen.
2. Sollte eine Orthese mit Gelenken geplant sein, dann müssen deren Achsen durch Justierkanäle festgelegt sein.
3. Bitte zeichnen Sie mit BLEISTIFT den Randverlauf und die Positionierung der Orthese auf das Gipsmodell.

### 3. Ausführungsdetails Orthese:

Hinweis: Bei einem nicht ausgefüllten Bogen erfolgt die Herstellung nach den grau hinterlegten Punkten.

Kniegelenk:  unilateral  bilateral

Anbauweise der gelieferten, vorgefertigten Gelenkschienen:

aufgesetzt  eingearbeitet  steckbar (nur für unilateral)

Polster / Bettung:

normal Knöchel  Talus (Medial)  Vollfuß-Polster  Halbfuß-Polster  OS + Wadenband

Polsterstärke:  4  5  6

Polsterfarbe:  schwarz  blau  gelb  rot  weiß  pink / rosa

Material Kunststoffteile:  Copolymer  PP  PE

Materialstärke:  2  3  4

Kunststofffarbe (s. casimo-ot.de): \_\_\_\_\_

Zuschliff:  Casimo-Zuschliff  Anzeichnung

Verschlussfarbe:  schwarz  weiß  blau  gelb  rot

Bitte nur eine Spalte ausfüllen:

#### Ausführung: dorsale Feder

Federkonfiguration:

fest  dynamisch

Vorfuß:

Casimo  komplett →  flex /  rigide

Dummies (Sprunggelenk):

nur medial  nur lateral  bilateral  keine

Fußstellung für Ausrichtung der Feder (Laufrichtung):

normal  nach Innen (Grad: \_\_\_\_)

nach Außen (Grad: \_\_\_\_)

#### Ausführung: Gelenk(e)

Gelenk unilateral  Gelenke bilateral

mitgelieferte(s) Gelenk(e): \_\_\_\_\_

Vorfuß-Komplett:  rigide  dynamisch  flex

Wadenband:  ventral  dorsal

Wichtige Notizen: