

### 1. Firmenanschrift / Stempel

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

E-Mail (für Auftragsbestätigungen und Sendungsverfolgung): \_\_\_\_\_

Verantwortlicher Mitarbeiter: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

### 2. Patienten-Dokumentation

Vorversorgung?  Ja  Nein      Wenn Ja: S.-Nr./Datum: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_      Größe: \_\_\_\_\_      Gewicht: \_\_\_\_\_

Anfertigung:  paarweise  nur links  nur rechts      Aktivitätsgrad:  1  2  3  4  5

Diagnose: \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### Wichtige Hinweise:

1. Neben dem ausgefüllten Bestellformular benötigen wir das modellierte, geglättete Gips-Positiv oder die tiefgezogene Testorthese (PP/PE-Schale) sowie die angeschränkten Gelenkschienen.
2. Sollte eine Orthese mit Gelenken geplant sein, dann müssen deren Achsen durch Justierkanäle festgelegt sein.
3. Bitte zeichnen Sie mit BLEISTIFT den Randverlauf und die Positionierung der Orthese auf das Gipsmodell.

### 3. Ausführungsdetails Orthese:

Hinweis: Bei einem nicht ausgefüllten Bogen erfolgt die Herstellung nach den grau hinterlegten Punkten.

Gelenk:

Kniegelenk:  unilateral  bilateral

Anbauweise der gelieferten, vorgefertigten Gelenkschienen:  aufgesetzt  eingearbeitet

Bauart:

Anlagen OS:  dorsal  ventral      Auflagen US:  dorsal  ventral

Polster:

Polster OS + Wadenband:  ja  nein      Polsterstärke:  4  5  6

Polsterfarbe:  schwarz  blau  gelb  rot  weiß  pink / rosa

Kunststoff:

Kunststoffteile:  nein  ja      → wenn ja:  Copolymer  PP  PE      Materialstärke:  2  3  4

Kunststofffarbe (s. [casimo-ot.de](http://casimo-ot.de)): \_\_\_\_\_

Carbon:

Zuschliff:  Casimo-Zuschliff  Anzeichnung

Verschlüsse:

Verschlussfarbe:  schwarz  weiß  blau  gelb  rot